



PHILIPS

Efficia

CM 100, CM120
e CM150


Medições que te auxiliam no correto tratamento do seu paciente

Catálogo de dados técnicos

Os monitores de paciente Philips da Série Efficia CM te ajudam a monitorar, analisar, registrar e emitir alarmes de múltiplos parâmetros fisiológicos, no leito, de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Os monitores também te ajudam nas condições de transporte dentro da sua instituição.

Os monitores de paciente Philips Efficia CM100, CM120 e CM150 fornecem informações sobre o ECG e arritmia, SpO₂ (Philips FAST), pressão sanguínea não-invasiva, frequência cardíaca, Pulso, dupla temperatura e respiração. Dependendo das opções adquiridas, os monitores também podem ajudá-lo a medir:

- Pressão sanguínea invasiva
- Débito cardíaco
- CO₂ Microstream ou Mainstream
- ECG de 12 derivações com análise avançada de arritmias




Componentes Principais

Características e benefícios

- Touchscreen fácil de ler e de usar com números e formas de onda grandes e coloridos
- Fácil seleção das diversas opções de layouts de tela
- Análise das informações clínicas retrospectivas de até 240 horas de tendências tabulares ou gráficas, e descrição completa de 48 horas opcional de Full disclosure
- Acompanhado de uma bateria de íon de lítio, com slots de acesso práticos - simplifica a troca da bateria
- Indicadores do alarme sonoro e visual
- Compatível com uma ampla variedade de suprimentos e acessórios Philips
- Conectividade com a estação central de monitoração Dixtal
- Interface para outros sistemas utilizando os dados do HL7 via conexão serial ou LAN/ WLAN opcional
- Administração e manutenção protegidas por senha
- Atualizações fáceis do software via porta USB.
- Entrada do ID do paciente automática ou solicitada utilizando o suporte do leitor de código de barras opcional
- Registrador térmico integrado opcional para a impressão fácil dos dados do paciente
- Suporte com rodízio ou instalação na parede opcionais

A série Philips Efficia CM de monitores do paciente oferece um monitor LCD touchscreen amplo e colorido em três opções de tamanhos.

Interface do usuário



A tela principal exibe os valores numéricos dos parâmetros, as formas de onda em tempo real, as mensagens de alarme e as barras de ferramentas do sistema. Para acessar os menus e configurações associados a uma medição, toque na forma de onda ou nos valores numéricos correspondentes.

Você pode usar a tela touchscreen ou o botão de navegação para acessar as telas e menus.

Na tela, os botões da barra de ferramentas do sistema oferecem o acesso rápido às seguintes funcionalidades:

• Primeiro grupo

- Layout da tela
Seleciona o layout da tela principal
- Tendências
Visualiza os dados do parâmetro em uma tendência gráfica ou tabular.

- Configurações dos alarmes
- Marcar um evento manual
- Imprimir^{II}

• Segundo grupo


- Gerenciar paciente
- Sistema
- Punção venosa com NIBP (opcional)
- Modo noturno

• Início


• Mais



O painel frontal também possui as seguintes opções:



A barra de status exibe as seguintes informações:



Conexões do dispositivo

• Porta USB (de acordo com o padrão USB 2.0 como servidor de velocidade máxima), para

- Atualizar o software
- Conectar a um leitor de código de barras ou a um adaptador de interface serial.

• Porta Ethernet, para

- Exportar os dados do HL7
- Conectar o monitor à estação central de monitoração

• Conectividade wireless^{IV}

Esta opção permite que o monitor acesse o EMR utilizando a infraestrutura wireless existente do cliente. O monitor é compatível com os seguintes padrões wireless: IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n, operando nas faixas de 2,4 GHz ou 5 GHz.

• Conectividade do EMR

- Via LAN
- Via WLAN

• Rack

- Conexão do rack para monitor Efficia via Powered USB® Via
- 4 slots para módulos de medição

• Compatibilidade dos módulos

Dixtal EtCO₂ sidestream (Microstream®)
 Dixtal EtCO₂ mainstream (Capnostat 3)
 Dixtal EtCO₂ mainstream (Capnostat 5)
 Dixtal BISx
 Dixtal IBP
 IBP Plus (a medida de Δpp não está disponível para o Efficia)
 Dixtal NMT
 Dixtal EEG
 DXCom
 Módulo Dixtal GAS (AGA)
 Módulo Dixtal GAS (AGOI)

Normas de segurança

ABNT NBR IEC 60601-1:1994 + A1:1997
ABNT NBR IEC 60601-1-1:2004
ABNT NBR 60601-1-2:2006
ABNT NBR IEC 60601-1-4:2004
NBR IEC 60601-2-27:1997 (monitor ECG)
NBR IEC 60601-2-30:1997 (monitor NBP)
NBR IEC 60601-2-34:1997 (IBP)
ABNT NBR IEC 60601-2-49:2003
NBR IEC 60601-2-26:1997 (BIS and EEG)
ABNT NBR ISO 14971:2004
EN 980:2008
EN 1041:2008

- Classe de proteção: Classe I, equipamento alimentado internamente, de acordo com a EN/IEC 60601-1
- Grau de proteção: Tipo CF à prova de desfibrilador, de acordo com a EN/IEC 60601-1
- Proteção IPX1 na entrada contra a queda vertical de gotas d'água (incluindo o Rack)
- Proteção contra riscos de ignição de misturas anestésicas inflamáveis: Equipamento inadequado para uso na presença de misturas anestésicas inflamáveis com ar, oxigênio ou óxido nitroso, de acordo com a IEC 60601-1.

Especificações Físicas

CM100

- Largura: 27 cm (10,6 pol.)
- Altura: 22 cm (6,6 pol.)
- Profundidade: 17 cm (6,7 pol.)
- Peso (sem bateria): <3,3 kg (7,0 lb.)
- Monitor
 - Tipo: LCD de 25,6 cm (10,1 pol.), com tela touchscreen resistiva de 5 fios
 - Resolução: 1280 pixels ativos/linha, 800 linhas ativas/quadro
 - Frequência: 50/60 Hz
 - Ângulo de Visualização: ± 150

CM120

- Largura: 33 cm (12,9 pol.)
- Altura: 25 cm (9,8 pol.)
- Profundidade: 18 cm (7,1 pol.)
- Peso (sem bateria): <5,0 kg (11,0 lb.)
- Monitor
 - Tipo: LCD de 30,7 cm (12,1 pol.), com tela touchscreen resistiva de 5 fios
 - Resolução: 1280 pixels ativos/linha, 800 linhas ativas/quadro
 - Frequência: 50/60 Hz
 - Ângulo de Visualização: ± 150

CM150

- Largura: 41 cm (15,1 pol.)
- Altura: 30 cm (11,8 pol.)
- Profundidade: 18 cm (7,1 pol.)
- Peso (sem bateria): <6,7 kg (14,5 lb.)
- Monitor
 - Tipo: LCD de 39,6 cm (15,6 pol.), com tela touchscreen resistiva de 5 fios
 - Resolução: 1366 pixels ativos/linha, 768 linhas ativas/quadro
 - Frequência: 50/60 Hz
 - Ângulo de Visualização: ± 150

Rack

24,5 cm x 14,7 cm x 25 cm (L x A x P) – Peso: 1,8kg (sem os módulos)

Especificações ambientais

Choque mecânico

Em conformidade com o requisito de choque mecânico de acordo com as normas da ISO 9919/IEC 80601-2-61, para uso dentro da instituição de saúde. As condições do teste incluem:

- Aceleração de pico: 150 m/s² (15,3 g)
- Duração: 11 ms
- Formato do pulso: Meio sino
- Número de choques: 3 choques por direção por eixo (total de 18)

Vibração mecânica

Em conformidade com o requisito de vibração mecânica de acordo com as normas da ISO 9919/IEC 80601-2-61, para uso dentro da instituição de saúde. As condições do teste incluem:

- Alcance da frequência: 10 Hz a 2000 Hz
- Resolução: 10 Hz
- Amplitude da aceleração:
 - 10 Hz a 100 Hz: 1,0 (m/s²)²/Hz
 - 100 Hz a 200 Hz: -3,0 dB/oitava
 - 200 Hz a 2000 Hz: 0,5 (m/s²)²/Hz
- Duração: 10 minutos para cada eixo perpendicular (total de 3)

Umidade

- Operação: 15% a 90% de UR, sem condensação
- Armazenamento: 15% a 90% de UR, sem condensação

Temperatura

- Operação: 10°C a 40°C
- Armazenamento: -20°C a 50°C

Especificações elétricas

- Bateria interna: bateria inteligente de íon de lítio e 9 ou 3 células, 10,8 V a 11,1 V

- Tempo operacional da bateria (bateria nova, totalmente carregada, monitorando ECG, SpO₂, e NBP medida a cada 15 minutos): 6 horas para 2 baterias de 9 células/ 4 horas para 1 bateria de 9 células.
- Tempo de carga da bateria: <5 horas
- Fonte de alimentação interna: 100 VCA a 240 VCA
- Consumo de energia: <75 Watts
- Frequência: 50/60 Hz

Opções de instalação

O monitor da Série Efficia CM oferece as seguintes opções de instalação:

- Suporte com rodízio 989803176601
- Kit de montagem do suporte com rodízio: 989803195541
- Instalação na parede, 10 pol.: 989803195571
- Gancho no trilho do leito (indisponível para o CM150): Opção E16

Registrador

- Canais: 4
- Tipo de gravador: Térmico
- Largura do papel: 58 mm
- Velocidades selecionáveis pelo usuário: 6.25, 12.5, 25 e 50 mm/s

Características da aplicação

- Modo de operação: Contínuo
- Tempo de resposta do sistema: 1 segundo

Alarmes

- Três níveis de gravidade do alarme (alta, média, baixa) com os indicadores visuais e sonoros correspondentes
- Limites do alarme configuráveis
- O usuário pode ativar a opção “auto alarm limits” [limites do alarme automáticos] para definir os limites do alarme com base nos valores dos sinais vitais atuais do paciente
- Indicadores do alarme visual, incluindo um LED do alarme, painéis numéricos piscantes, mensagens de alarme e ícones de alarme
- Alarmes sonoros, configurável para o volume, tone [tom] e silence [silenciar]
- Intervalo do Áudio do Alarme: 45 dB a 85 dB, tolerância de ± 3 dB
- Capacidade de bloquear todos os alarmes fisiológicos

Tendências

- Colete e armazene dados de tendências gráficas e tabulares (até 240 horas)
- Marque um evento - para encontrar facilmente as tendências correspondentes
- Exporte os dados utilizando o HL7 via LAN ou WLAN
- Intervalo de exibição configurável pelo usuário
- Intervalos e conteúdo da impressão configuráveis pelo usuário

ST Map^v

O ST Map coleta os valores de ST criados a partir dos planos frontal (derivações do membro) e horizontal (derivações do tórax) em uma exibição gráfica integrada. Ele apresenta as mudanças nos segmentos ST do paciente ao longo do tempo, conforme medidos com o algoritmo de arritmia do ST/AR Philips, em dois diagramas spider multieixo. Isso pode simplificar a sua identificação das alterações do ST e da sua localização no coração.



Especificações da medição

ECG

- Intervalo da frequência cardíaca
 - Adulto: 15 bpm a 300 bpm
 - Pediátrico e neonatal: 15 bpm a 350 bpm
- Precisão da frequência cardíaca: $\pm 1\%$ ou ± 1 bpm, o que for maior
- Largura da banda^{vi}
 - Monitoramento normal: 0,67 Hz a 40 Hz
 - Monitoramento filtrado: 0,67 Hz a 20 Hz
 - Monitoramento estendido: 0,05 Hz - 100 Hz
- Derivações
 - Efficia CM100: 3 e 5 derivações
 - Efficia CM120 e CM150: 3, 5 e 10 derivações
- Velocidade de varredura do monitor: 12.5, 25 e 50 mm/s
- Detecção do marcapasso: Indicador na tela da forma da onda (selecionável pelo usuário)
- Tamanho do ECG (sensibilidade): 4,0, 2,0, 1,0, 0,5, 0,25 cm/mV, ou Auto [Automático]
- Condição de derivação desligada detectada e exibida
- Impedância da entrada de terminação única $>2,5$ M Ω
- Índice de rejeição do modo comum (CMRR):
 - >86 dB (com desequilíbrio de 51 k Ω /47 nF)
- Intervalo do sinal de entrada: ± 5 mV

Arritmia do ECG

- Forma de onda da excitação respiratória:
 - <250 μ A, 37 kHz nominal
- Intervalo para o alarme de taquicardia: $<5,0$ segundos
- Capacidade de rejeição da onda T alta:
 - Testada para uma amplitude da onda T de 1,8 mV

- São usados três métodos diferentes de cálculo da média da frequência cardíaca:
 - Normalmente, pelo cálculo da média dos 12 intervalos R-R mais recentes.
 - Para execuções dos PVCs, é calculada a média de até 8 intervalos R-R.
 - Se cada um dos 3 intervalos R-R consecutivos forem maiores que 1200 ms (isto é, frequência menor que 50 bpm, 80 bpm para neonatais), então é calculada a média dos 4 intervalos R-R mais recentes.
- Tempo de resposta do medidor da frequência cardíaca para a alteração da frequência cardíaca (alteração na HR de 80 bpm para 120 bpm, ou alteração de 80 bpm para 40 bpm): Máximo 10 segundos
- Precisão e resposta do medidor da frequência cardíaca ao ritmo irregular:
 - Bigeminia ventricular: 80 bpm
 - Bigeminia ventricular alternada lenta: 60 bpm
 - Bigeminia ventricular alternada rápida: 120 bpm
 - Sístoles bidirecionais: 90 bpm
- Precisão da reprodução do sinal de entrada: Os Métodos A e B foram usados para estabelecer a resposta geral ao erro do sistema e à frequência
- Intervalo para o alarme de parada cardíaca: <10 segundos
- Intervalo para o alarme de frequência cardíaca baixa: <10 segundos
- Intervalo para o alarme de frequência cardíaca alta: <10 segundos
- Rejeição do pulso do marcapasso: Rejeição de $\pm 2\text{mV}$ a $\pm 700\text{mV}$;
- Larguras do pulso de 0,1 a 2,0 ms; sem ultrapassagem (Satisfaz a AAMI EC13 utilizando o método de teste A)
- Rejeição do Detector do Pulso do Estimulador dos Sinais de ECG Rápidos:
- Com uma entrada de 5mV, uma taxa de variação máxima de 1V/s. O RTI acionará o detector do pulso do estímulo

Respiração por impedância

- Técnica: Impedância transtorácica
- Intervalo da medição: 3 rpm a 150 rpm
- Resolução: 1 rpm
- Precisão:
 - $\pm 1\text{rpm}$ no intervalo de 3 rpm a 120 rpm
 - $\pm 2\text{rpm}$ no intervalo de 121 rpm a 150 rpm
- Forma de onda da excitação respiratória: $<250\text{ }\mu\text{A}$, 37 kHz nominal
- Derivações do ECG usadas: RA para LL
- Velocidade de varredura do monitor: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s
- Condição de derivação desligada detectada e exibida

Philips SpO₂

- Intervalo da medição
 - SpO₂: 0% a 100%
 - Resolução da SpO₂: 1%
 - Frequência do pulso: 30 bpm a 300 bpm
 - Resolução da frequência do pulso: 1 bpm

- Intervalo de precisão da SpO₂^{vii}: 70% a 100%
- Precisão da frequência do pulso: 2% ou 1 bpm, o que for maior
- Sensores reutilizáveis Philips
 - $\pm 2\%$ - M1191B, M1191BL, M1192A,
 - $\pm 3\%$ - M1193A, M1194A, M1195A, M1196A, M1191T, M1192T, M1196T, M1196S
 - $\pm 4\%$ - M1193T (neonatal)
- Sensores descartáveis Philips
 - $\pm 3\%$ - M1131A, M1133A, M1134A (neonatal)
 - $\pm 2\%$ - M1132A, M1133A, M1134A (adulto/pediátrico)
- Sensores Efficia
 - $\pm 3\%$ - 989803160631, 989803160621, 989803160611
- Intervalo do comprimento de onda^{viii}: 500 nm a 1000 nm para todos os sensores especificados
- Potência ótica máxima produzida: $\leq 15\text{ mW}$ para todos os sensores especificados

Pressão sanguínea invasiva

- Intervalo da medição: -40 mmHg a 360 mmHg
- Sensibilidade da Entrada: 5 $\mu\text{V/V/mmHg}$
- Compensações estáticas por zero: Até $\pm 200\text{ mmHg}$ com precisão de $\pm 1\text{ mmHg}$
- Precisão do ganho
 - Precisão: $\pm 1\%$
 - Oscilação: menos de 0,05%/°C
- Precisão geral (incluindo transdutor): $\pm 4\text{ mmHg}$ ou $\pm 4\%$, o que for maior
- Deslocamento do volume do CPJ840J6: 0,2 mm³/100 mmHg
- Tempo de aquecimento do equipamento e do transdutor: <15 segundos

Pressão sanguínea não-invasiva (NBP)

- Técnica: Oscilométrica, utilizando pressão de deflação gradual
- Intervalo da medição em adultos
 - Sistólica: 30 mmHg a 270 mmHg (4,0 kPa a 36,0 kPa)
 - Diastólica: 10 mmHg a 245 mmHg (1,3 kPa a 32,7 kPa)
 - MAP: 20 mmHg a 255 mmHg (2,7 kPa a 34,0 kPa)
- Intervalo da medição pediátrica
 - Sistólica: 30 mmHg a 180 mmHg (4,0 kPa a 24,0 kPa)
 - Diastólica: 10 mmHg a 150 mmHg (1,3 kPa a 20,0 kPa)
 - MAP: 20 mmHg a 160 mmHg (2,7 kPa a 21,3 kPa)
- Intervalo da medição neonatal
 - Sistólica: 30 mmHg a 130 mmHg (4,0 kPa a 17,0 kPa)
 - Diastólica: 10 mmHg a 100 mmHg (1,3 kPa a 13,3 kPa)
 - MAP: 20 mmHg a 120 mmHg (2,7 kPa a 16,0 kPa)
- Precisão da pressão sanguínea
 - Desvio padrão máximo: $\leq 8\text{ mmHg}$
 - Erro médio máximo: $\pm 5\text{ mmHg}$
- Intervalo da frequência do pulso: 40 bpm a 300 bpm
- Precisão da frequência do pulso
 - 40 bpm a 100 bpm: $\pm 5\text{ bpm}$
 - 101 bpm a 200 bpm: $\pm 5\%$ da leitura
 - 201 bpm a 300 bpm: $\pm 10\%$ da leitura

- Inflação inicial do cuff
 - Adulto: 160 mmHg (21,3 kPa)
 - Pediátrico: 140 mmHg (18,7 kPa)
 - Neonatal: 100 mmHg (13,3 kPa)
- Intervalos da NBP: Medições automáticas em intervalos de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 minutos, e STAT

Medições da temperatura

- Intervalo da medição para todos os locais de medição: 25°C a 45°C (77°F a 113°F)
- Precisão da sonda
 - $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ – 21075A, 20176A, 21078A, 21091A, M1837A, 21096A, 21097A, M2255A
 - $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ – 21090A, 21093A, 21094A, 21095A
- Modo de operação: Modo direto
- Tempo de resposta temporário do aquecimento e resfriamento: ≤ 150 s

CO₂ Sidestream

- Intervalo da medição: 0 mmHg a 150 mmHg
- Taxa de amostragem dos dados: Amostragem da forma de onda, 20 amostras por segundo
- Taxa de fluxo: 50 ml/min, +15 ml/min, -7,5 ml/min
- Resolução da forma de onda do CO₂: 0,1 mmHg
- Resolução do etCO₂, imCO₂: 1,0 mmHg
- Tempo para inicialização e ativação: 40 segundos (típico), máximo 3 minutos
- O tempo de resposta total para adultos/pediátrico é de aproximadamente 3,9 segundos, para alterações de 10% a 90% na concentração do CO₂
- O tempo de resposta máximo do CO₂ (com uma FilterLine de comprimento padrão) é de 5,3 segundos (típico).
- Intervalo de calibração: Calibração inicial após 1.200 horas, depois uma vez ao ano, ou a cada 4.000 horas, o que ocorrer primeiro
- Intervalo zero automático: Uma vez por hora (típico)
- Estanqueidade: <250 mBar/min quando um vácuo de 30% for ajustado no sistema do fluxo
- Precisão:
 - ± 2 mmHg no intervalo de 0 mmHg a 38 mmHg
 - $\pm 5\%$ da leitura + 0,08% para cada 1 mmHg acima de 38 mmHg no intervalo de 39 mmHg a 150 mmHg
- Intervalo da frequência respiratória: 0 a 150 rpm
- Precisão respiratória
 - ± 1 rpm no intervalo de 0 rpm a 70 rpm
 - ± 2 rpm no intervalo de 71 rpm a 120 rpm
 - ± 3 rpm no intervalo de 121 rpm a 150 rpm
- Pressão barométrica automática: Compensação da pressão automática
- Efeitos da pressão cíclica
 - Sobrepressão: + 100 cmH₂O
 - Subpressão: - 20 cmH₂O

O componente de capnografia deste produto é coberto por uma ou mais das seguintes patentes norte-americanas:

6,428,483; 6,997,880; 6,436,316; 7,488,229; 7,726,954 e suas equivalentes estrangeiras. Outros registros de patentes pendentes.

CO₂ Mainstream

- Intervalo da medição:
 - 0 mmHg a 150 mmHgX
- Intervalo de medição do imCO₂ (com base na menor leitura dos últimos 20 segundos): 3 mmHg a 50 mmHg
- Taxa de amostragem dos dados: Amostragem da forma de onda, 20 amostras por segundo
- Resolução da forma de onda do CO₂: 0,1 mmHg
- Resolução do etCO₂, imCO₂: 1,0 mmHg
- Tempo de inicialização: A medição completa do etCO₂ da especificação é exibida após o aquecimento, em menos de 2 minutos
- Tempo de resposta total: <2 segundos
- Intervalo de calibração: Sem necessidade de calibração
- Intervalo zero automático: Necessário somente quando alterar o estilo do adaptador da via aérea.
- Precisão (temperatura do gás a 35°C):
 - ± 2 mmHg no intervalo de 0 a 40 mmHg
 - $\pm 5\%$ da leitura no intervalo de 41 a 70 mmHg
 - $\pm 8\%$ da leitura no intervalo de 71 a 100 mmHg
 - $\pm 10\%$ da leitura no intervalo de 101 a 150 mmHg
- Intervalo da frequência respiratória: 0 a 150 rpm
- Precisão da respiração: ± 1 rpm

Observações

- *Sem degradação devido à frequência respiratória ou relação I:E*
- *A precisão é afetada pela temperatura e pressão barométrica*
- *A especificação da precisão será mantida para os agentes anestésicos halogenados presentes nos níveis da MAC (Concentração Alveolar Mínima) clinicamente aceitos*
- *Xenon: A presença do xenon na respiração exalada desviará negativamente os valores do CO₂ em 5 mmHg adicionais a 38 mmHg*
- *Desflurano: A presença do Desflurano na respiração exalada em concentrações maiores que 5% desviará positivamente os valores do CO₂ em até 3 mmHg adicionais a 38 mmHg*
- *Etanol, Isopropanol, Acetona, Metano: A precisão do CO₂ não será afetada pela presença de 0,1% de etanol, 0,1% de isopropanol, 0,1% de acetona ou 1% de metano*
- *As especificações completadas da precisão serão mantidas para todos os níveis de umidade sem condensação*
- *Na presença de gases interferentes, a medição CO₂ satisfaz os requisitos de precisão da ISO 80601-2-55. Isso representa um erro adicional de ± 4 mmHg no intervalo de 0 a 40 mmHg (no nível do mar)*
- *Erro adicional baseado na consideração de que a compensação do gás interferente foi definida corretamente*
- *Oscilação da precisão da medição:*
- *Oscilação de curto prazo (4 horas de uso): Não excede 0,8 mmHg*
- *Oscilação de longo prazo (período de 120 horas): Mantém a especificação da precisão*
- *Precisão da frequência respiratória: ± 1 bpm*
- *Pressão barométrica: Configurada pelo administrador do sistema*

Débito cardíaco

- Intervalo da medição
 - Débito cardíaco: 0,00 l/min a 20,00 L/min
 - Tblood: 27,0°C a 43,0°C
 - Tinj: 0,00°C a 27°C
- Resolução
 - Débito cardíaco: 0,01 l/min
 - Tblood: 0,1°C
 - Tinj: 0,1°C
 - Tbc: 0,1°C
- Precisão da medição
 - Débito cardíaco: $\pm 5\%$ ou 0,2 l/min, o que for maior, para um débito cardíaco ≤ 10 l/min
 - Tblood: $\pm 0,1^\circ\text{C}$
 - Tinj: $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- Tempo de resposta
 - Débito cardíaco: <25 segundos após o início da medição
 - Tblood: <1 segundo
 - Tinj: <1 segundo
 - Curva do Tblood: <1 segundo

Acessórios do ECG

Conjuntos com uma peça

Número do item	Descrição
989803160731	3 derivações Efficia, prendedor, AAMI
989803160741	3 derivações Efficia, prendedor, IEC
989803160751	3 derivações Efficia, fixação, AAMI
989803160761	3 derivações Efficia, fixação, IEC
989803160771	5 derivações Efficia, prendedor, AAMI
989803160781	5 derivações Efficia, prendedor, IEC
989803160791	5 derivações Efficia, fixação, AAMI
989803160801	5 derivações Efficia, fixação, IEC

Conjuntos de 3 derivações

Número do item	Descrição
989803160651	3 derivações Efficia, prendedor, AAMI
989803160661	3 derivações Efficia, prendedor, IEC
989803160671	3 derivações Efficia, fixação, AAMI
989803160681	3 derivações Efficia, fixação, IEC
M1671A	Uso geral/ICU de 3 derivações, prendedor, AAMI
M1672A	Uso geral/ICU de 3 derivações, prendedor, IEC
M1673A	Uso geral/ICU de 3 derivações, fixação, AAMI
M1674A	Uso geral/ICU de 3 derivações, fixação, IEC
M1622A	Miniclipe de uso geral/ICU de 3 derivações, derivação de 0,45 m, AAMI
M1624A	Miniclipe de uso geral/ICU de 3 derivações, derivação de 0,7 m, AAMI
M1626A	Miniclipe de uso geral/ICU de 3 derivações, derivação de 0,7 m, IEC
M1675A	OR de 3 derivações, prendedor, AAMI
M1678A	OR de 3 derivações, prendedor, IEC

Conjuntos de 3 derivações descartáveis

Número do item	Descrição
989803173121	3 derivações, leito, uso em um único paciente, prendedor, AAMI
989803174201	3 derivações, leito, uso em um único paciente, prendedor, IEC

Conjuntos de 5 derivações

Número do item	Descrição
989803160691	5 derivações Efficia, prendedor, AAMI
989803160701	5 derivações Efficia, prendedor, IEC
989803160711	5 derivações Efficia, fixação, AAMI
989803160721	5 derivações Efficia, fixação, IEC
M1968A	Uso geral/ICU de 5 derivações, prendedor, AAMI
M1971A	Uso geral/ICU de 5 derivações, prendedor, IEC
M1644A	Uso geral/ICU de 5 derivações, fixação, AAMI
M1645A	Uso geral/ICU de 5 derivações, fixação, IEC
M1647A	Miniclipe de uso geral/ICU de 5 derivações, AAMI
M1648A	Miniclipe de uso geral/ICU de 5 derivações, AAMI
M1973A	OR de 5 derivações, prendedor, AAMI
M1974A	OR de 5 derivações, prendedor, IEC

Conjuntos com 5 derivações descartáveis

Número do item	Descrição
989803173131	5 derivações, leito, uso em um único paciente, prendedor, AAMI
989803174211	5 derivações, leito, uso em um único paciente, prendedor, IEC

Conjuntos de 10 derivações^{xi}

Número do item	Descrição
M1663A	10 derivações, uso geral/ICU, derivação de 2,0 m
M1949A	10 derivações, uso geral/ICU, derivação de 2,7 m

Eletrodos de ECG

Número do item	Descrição
40493D	Sensor de prata/ cloreto de prata, espuma, pré-gelificado (5/embalagem, 300/estojo)
40493E	Sensor de prata/ cloreto de prata, espuma, pré-gelificado (30/embalagem, 300/estojo)
989803148801	Adulto, gel sólido, fixação, espuma
989803148821	Adulto, radioluciente, espuma
989803192541	Tecido macio, gel sólido, pequeno

Cabos tronco de ECG

Número do item	Descrição
989803160641	Cabo tronco de 3/5 derivações Efficia, AAMI/IEC
989803170171	Cabo tronco de 3 derivações, OR, AAMI/IEC, 2,7 m (9 pés)
M1669A	Cabo tronco de 3 derivações, AAMI/IEC, 2,7 m (9 pés)
989803170181	Cabo tronco de 5 derivações, OR, AAMI/IEC, 2,7 m (9 pés)
M1668A	Cabo tronco de 5 derivações, AAMI/IEC, 2,7 m (9 pés)

Acessórios da SpO₂

Sensores Philips		
Número do item	Descrição	Cabo de extensão
989803160631	Sensor de dedo adulto Efficia, para pacientes >50 kg (110 lbs.), cabo de 3 m	Sem cabo de extensão
989803160621	Sensor de dedo adulto Efficia, para pacientes com 15 a 50 kg (33 a 110 lbs.), cabo de 2 m	M1941A (2 m)
989803160611	Dedal pediátrico Efficia, cabo de 1,5 m	M1941A (2 m)
M1191B	Sensor de dedo adulto, para pacientes >50 kg (110 lbs.), cabo de 2 m	M1941A (2 m)
M1192A	Sensor de dedo pediátrico/ adulto pequeno, para pacientes com 15 a 50 kg (33 a 110 lbs.), 1,5 m	M1941A (2 m)
M1193A	Sensor de pé/ mão neonatal, para pacientes com 1 a 4 kg (2,2 a 8,8 lbs.), cabo de 1,5 m	M1941A (2 m)
M1194A	Sensor de clipe para orelha adulto, para pacientes >40 kg (88 lbs.), cabo de 1,5 m	M1941A (2 m)
M1195A	Sensor de dedo infantil, para pacientes com 4 a 15 kg (8,8 a 33 lbs.), cabo de 1,5 m	M1941A (2 m)
M1196A	Clipe de dedo adulto, para pacientes >40 kg (88 lbs.), cabo de 3 m	M1941A (2 m)
M1196S	Clipe de dedo adulto, para pacientes >40 kg (88 lbs.), cabo de 2 m	M1941A (2 m)
M1191BLXII	Sensor de dedo adulto, para pacientes >50 kg (110 lbs.), cabo de 3 m	Sem cabo de extensão
M1191T	Sensor de dedo adulto, para pacientes >50 kg (110 lbs.), cabo de 45 cm	M1943A (1,1 m) ou M1943AL (3 m)
M1192T	Sensor de dedo pediátrico, para pacientes com 15 a 50 kg (33 a 110 lbs.), cabo de 45 cm	M1943A (1,1 m) ou M1943AL (3 m)
M1193T	Sensor de pé/ mão neonatal, para pacientes com 1 a 4 kg (2,2 a 8,8 lbs.), cabo de 90 cm	M1943A (1,1 m) ou M1943AL (3 m)
M1196T	Sensor de dedo pediátrico/adulto, para pacientes >40 kg (88 lbs.), cabo de 90 cm	M1943A (1,1 m) ou M1943AL (3 m)

Sensores Descartáveis Philips		
Número do item	Descrição	Cabo de extensão
M1131A	Sensor de dedo adulto/ pediátrico, para pacientes >20 kg (44 lbs.)	M1941A (2 m)
M1132A	Sensor digital infantil, para pacientes com 3 a 10 kg (7 a 22 lbs.)	M1941A (2 m)
M1133A	Sensor de pé/ mão neonatal, para pacientes <3 kg (7 lbs.) Sensor de polegar infantil, para pacientes com 10 a 20 kg (22 a 44 lbs.) Sensor de dedo adulto, para pacientes >40 kg (88 lbs.)	M1941A (2 m)
M1134A	Sensor de pé/mão sem adesivo neonatal, para pacientes <3 kg (7 lbs.) Sensor de polegar sem adesivo infantil, para pacientes com 10 a 20 kg (22 a 44 lbs.) Sensor de dedo sem adesivo adulto, para pacientes >40 kg (88 lbs.)	M1941A (2 m)

Acessórios da NBP

Cuffs Reutilizáveis Value Care	
Número do item	Descrição
989803160861	Adulto grande
989803160851	Adulto, extralongo
989803160841	Adulto
989803160831	Adulto pequeno
989803160821	Pediátrico
989803160811	Infantil
Cuffs Reutilizáveis Comfort Care	
Número do item	Descrição
M1576A	Coxa
M1575XL	Adulto grande, extralongo
M1575A	Adulto grande
M1574XL	Adulto, extralongo
M1574A	Adulto
M1573XL	Adulto pequeno, extralongo
M1573A	Adulto pequeno
M1572A	Pediátrico
M1571A	Infantil

Cuffs Reutilizáveis Easy Care	
Número do item	Descrição
M4559B	Coxa
M4558B	Adulto grande, extralongo
M4557B	Adulto grande
M4556B	Adulto, extralongo
M4555B	Adulto
M4554B	Adulto pequeno
M4553B	Pediátrico
M4552B	Infantil

Cuffs Descartáveis Gentle Care	
Número do item	Descrição
M4579B	Coxa
M4578B	Adulto grande, extralongo
M4577B	Adulto grande
M4576B	Adulto, extralongo
M4575B	Adulto
M4574B	Adulto pequeno
M4573B	Pediátrico
M4572B	Infantil

Cuffs Descartáveis Adulto/ Pediátricos	
Número do item	Descrição
M1879A	Coxa
M1878A	Adulto grande
M1877A	Adulto
M1876A	Adulto pequeno
M1875A	Pediátrico
M1874A	Infantil

Cuffs Multi Care	
Número do item	Descrição
989803183371	Coxa
989803183361	Adulto grande
989803183351	Adulto, extralongo
989803183341	Adulto
989803183331	Adulto pequeno
989803183321	Pediátrico
989803183311	Infantil

Cuffs descartáveis neonatais (conector de segurança) ^{xiii}	
Número do item	Descrição
M1866B	Tamanho 1
M1868B	Tamanho 2
M1870B	Tamanho 3
M1872B	Tamanho 4
M1873B	Tamanho 5 infantil

Cuffs descartáveis neonatais macios (conector de segurança) ^{xiii}	
Número do item	Descrição
M1866S	Tamanho 1
M1868S	Tamanho 2
M1870S	Tamanho 3
M1872S	Tamanho 4
M1873S	Tamanho 5 infantil

Cuffs Descartáveis Simples	
Número do item	Descrição
989803182321	Adulto grande
989803182311	Adulto, extralongo
989803182301	Adulto
989803182291	Adulto pequeno
989803182281	Pediátrico

Mangueiras de ar para NBP	
Número do item	Descrição
989803160881	Mangueira para NBP Reutilizável Value Care, 1,5 m
989803160891	Mangueira para NBP Reutilizável Value Care, 3,0 m
M1598B	Mangueira para NBP, 1,5 m
M1599B	Mangueira para NBP, 3,0 m
M1596C	Mangueira para NBP (regular e macia) descartável neonatal, 1,5 m
M1597C	Mangueira para NBP (regular e macia) descartável neonatal, 3,0 m

Acessórios da IBP

Transdutores reutilizáveis	
Número do item	Descrição
CPJ840J6	Transdutor de pressão reutilizável, sensibilidade de 5 µmV/V/mmHg
CPJ84022	Cabeça estéril de uso único (50/estojo)

Transdutores descartáveis Transpac®4, linha única	
Número do item	Descrição
989803177901	152 cm, duas válvulas de 3 vias
989803179771	183 cm, duas válvulas de 3 vias
989803179871	23 cm, uma válvula de 3 vias
989803181141	61 cm, uma válvula de 4 vias

Transdutores descartáveis Transpac®4, multilinha	
Número do item	Descrição
989803177911	183 cm, quatro válvulas de 3 vias

Transdutores neonatais descartáveis Transpac®4	
Número do item	Descrição
989803179841	61 cm, duas válvulas de 3 vias
989803179851	31 cm, três válvulas de 3 vias
989803179881	46 cm, três válvulas de 3 vias

Transdutores descartáveis Transpac®4 com Safeset®, linha única	
Número do item	Descrição
989803179761	152,0 cm, uma porta de amostragem da cânula, reservatório in-line
989803179781	152,0 cm, duas portas de amostragem da cânula, reservatório in-line
989803179791	152,0 cm, duas portas de amostragem Luer, reservatório in-line
989803179861	61,0 cm, uma porta de amostragem da cânula, reservatório in-line

Transdutores descartáveis Transpac®4 com Safeset®, multilinha	
Número do item	Descrição
989803179801	213,0 cm, duas portas de amostragem da cânula, reservatório in-line
989803179811	213,0 cm, duas portas de amostragem Luer, reservatório in-line

Transdutores descartáveis Transpac®4, faixa premium	
Número do item	Descrição
989803181211	152,0 cm, tubulação da faixa premium vermelha
989803181221	183,0 cm, tubulação da faixa premium vermelha
989803181231	213,0 cm, tubulação da faixa premium vermelha
989803181241	183,0 cm, tubulação da faixa premium vermelha/azul

Kit do sistema Safeset® descartável	
Número do item	Descrição
989803180851	Tubulação de 152,0 cm, uma porta de amostragem in-line, reservatório in-line de 10 ml
989803179891	Tubulação de 213,0 cm, duas portas de amostragem in-line, reservatório in-line de 10 ml
989803179951	Cabo do Transpac 4, 4,5 m, embalagem grande
989803179961	Cabo do Transpac 4, trifurcado, 4,5 m

Cabos do transdutor reutilizável Transpac®4	
Número do item	Descrição
989803177921	Cabo do Transpac 4, 3,0 m
989803179941	Cabo do Transpac 4, 4,5 m
989803179951	Cabo do Transpac 4, 4,5 m, embalagem grande
989803179961	Cabo do Transpac 4, trifurcado, 4,5 m

Acessórios do kit do Transpac®4 descartável	
Número do item	Descrição
989803177931	Instalação do transdutor de 3 posições, reutilizável
989803177941	Suporte do transdutor para polo IV, reutilizável
989803179911	Instalação do transdutor simples, reutilizável
989803179901	Suporte de instalação do Safeset, reutilizável
989803179921	Cânula romba blindada do Safeset
989803179931	Cânula romba blindada do Safeset com suporte do tubo de sangue
989803180861	Simulador do transdutor

Acessórios Biotrans reutilizável	
Número do item	Descrição
AP-R3001	Transdutor de pressão reutilizável Biotrans
AP-R5008-0	Cabo para uso com monitores Philips Efficia

Acessórios do CO₂ Sidestream

Linhas de amostragem intubadas	
Número do item	Descrição
M1920A	Conjunto da FilterLine, adulto/pediátrico
M1921A	Conjunto da FilterLine H, adulto/pediátrico
M1923A	Conjunto da FilterLine H, infantil/neonatal
989803159571	Conjunto da VitaLine H, adulto/pediátrico
989803159581	Conjunto da VitaLine H, infantil/neonatal
989803160241	Conjunto da FilterLine, longo, adulto/pediátrico
989803160251	Conjunto da FilterLine H, longo, adulto/pediátrico
989803160261	Conjunto da FilterLine H, longo, infantil/neonatal

Linhas de amostragem oral/nasal não-intubada	
Número do item	Descrição
M2526A	Smart CapnoLine, adulto/intermediário
M2524A	Smart CapnoLine, pediátrico
M2522A	Smart CapnoLine O ₂ , cânula oral-nasal, adulto/intermediário
M2520A	Smart CapnoLine O ₂ , cânula oral-nasal, pediátrico
989803160281	Smart CapnoLine O ₂ , cânula oral-nasal, longa, adulto
989803160271	Smart CapnoLine O ₂ , cânula oral-nasal, longa, pediátrico
989803160301	Smart CapnoLine plus, longa, adulto
989803177951	Smart CapnoLine H O ₂ , oral-nasal, adulto
989803177961	Smart CapnoLine H O ₂ , oral-nasal, longa, adulto
989803177971	Smart CapnoLine H O ₂ , oral-nasal, pediátrico
989803177981	Smart CapnoLine H O ₂ , oral-nasal, longa, pediátrico
989803178031	Smart CapnoLine Guard, adulto ^{xiv}
989803178041	Smart CapnoLine Guard O ₂ , adulto ^{xiv}
989803178051	Smart CapnoLine Guard O ₂ , longa, adulto ^{xiv}

Linhas de amostragem nasal não-intubada

Número do item	Descrição
M4680A	CapnoLine H O ₂ , nasal, adulto
M4681A	CapnoLine H O ₂ , nasal, pediátrico
989803178001	CapnoLine H O ₂ , nasal, infantil pediátrico/ neonatal
M4686A	Linha de NIV, adulto
M4687A	Linha de NIV, pediátrico
989803178021	CapnoLine, nasal, infantil/ neonatal
M4689A	CapnoLine H, nasal, adulto
M4691A	CapnoLine H, nasal, infantil/ neonatal
989803178011	CapnoLine H, nasal, longa, infantil/ neonatal
989803179101	CapnoLine O ₂ , adulto
989803179121	CapnoLine O ₂ , pediátrico
989803179111	CapnoLine O ₂ , longa, adulto
989803178071	Gancho e alça

Acessórios do CO₂ Mainstream

Número do item	Descrição
M2501A	Sensor de CO ₂
M2513A	Adaptador da via aérea, reutilizável, adulto/ pediátrico
M2516A	Adaptador da via aérea, reutilizável, infantil/ neonatal
M2533A	Adaptador da via aérea, descartável, adulto/ pediátrico
M2536A	Adaptador da via aérea, descartável, infantil/ neonatal

Acessórios do débito cardíaco

Número do item	Descrição
M1642A	Cabo de interface do débito cardíaco
23001A	Sonda de temperatura injetável CO-SetTM, reutilizável, 2,4 m
23001B	Sonda de temperatura injetável CO-Set, reutilizável, 0,5 m
23002A	Sonda de temperatura, imersão fria

Acessórios da temperatura

Sondas reutilizáveis	
Número do item	Descrição
21075A	Sonda esofageal/retal (12 Fr)
21076A	Sonda esofageal/retal (10 Fr)
21078A	Sonda para superfície da pele acoplável

Sondas descartáveis	
Número do item	Descrição
21091A	Sonda para superfície da pele
M1837A	Sonda esofageal/retal 9 Fr
21090A	Sonda esofageal/retal 12 Fr
21093A	Sonda do estetoscópio esofageal 12 Fr
21094A	Sonda do estetoscópio esofageal 18 Fr
21095A	Sonda do estetoscópio esofageal 24 Fr
M2255A	Foley com sonda de temperatura 14 Fr
21096A	Foley com sonda de temperatura 16 Fr
21097A	Foley com sonda de temperatura 18 Fr
21082B	Adaptador 1,5 m
21082A	Adaptador 3,0 m

Acessórios do módulo BISX

Número do item	Descrição
AC-02002	Cabo Paciente BISx
PK-186-0106	Sensor BIS
PK-186-0200	Sensor BIS pediátrico

Acessórios do módulo de EEG

Número do item	Descrição
AC-02001	Cabo Paciente de EEG 10 vias
FG-0000A	Pasta condutiva para EEG, Carbofix
PK-186-0200	Sensor BIS pediátrico

Acessórios do módulo de Gases

Número do item	Descrição
AG-00004	Linha de amostragem para filtro com reservatório
AG-0700H	Filtro bacteriológico com reservatório para waterlock 2 [®]
AG-09007	Adaptador de vias aéreas

Acessórios do módulo de IBP/IBP plus

Número do item	Descrição
AP-D4004	Kit de monitorização 1 domo c/ disp. de flush de 3cc
AP-D4005	Kit de monitorização 1 domo c/ disp. de flush de 30cc
AP-D4101	Kit de monitorização 1 domo c/ disp. de flush de 3cc linha de extensão de 48" e 12"
AP-D4102	Kit de monitorização 1 domo c/ disp. de flush de 3cc linha de extensão de 60" e 12"

AP-D4103	Kit de monitorização 2 domos c/ disp. de flush de 3cc linhas de extensão de 48" e 12"
AP-D4104	Kit de monitorização 2 domos c/ disp. de flush de 3cc linhas de extensão de 60" e 12"
AP-D4105	Kit de monitorização 2 domos c/ disp. de flush de 3cc uma linha de extensão de 60" e uma de 48" e duas de 12"
AP-D4106	Kit de monitorização 3 domos c/ disp. de flush de 3cc linhas de extensão de 48" e 12"
AP-D4107	Kit de monitorização 3 domos c/ disp. de flush de 3cc linhas de extensão de 60" e 12"
AP-D4108	Kit de monitorização 3 domos c/ disp. de flush de 3cc 2 linhas de extensão de 48", 1 de 60" e 3 de 12"
AP-D4109	Kit de monitorização 3 domos c/ disp. de flush de 3cc 2 linhas de extensão de 60", 1 de 48" e 3 de 12"
AP-D3101	Kit de monitorização com transdutor descartável c/ disp. de flush de 3cc e linhas de extensão de 48" e 12"
AP-D3102	Kit de monitorização com transdutor descartável c/ disp. de flush de 3cc e linhas de extensão de 60" e 12"
AP-D3103	Kit de monitorização com 2 transdutores descartáveis c/ disp. de flush de 3cc e linhas de extensão de 48" e 12"
AP-D3104	Kit de monitorização com 2 transdutores descartáveis c/ disp. de flush de 3cc e linhas de extensão de 60" e 12"
AP-D3105	Kit de monitorização com 2 transdutores descartáveis c/ disp. de flush de 3cc e linhas de extensão de 48", 60" e duas de 12"
AP-D3106	Kit de monitorização com 3 transdutores descartáveis c/ disp. de flush de 3cc e linhas de extensão de 48" e 12"
AP-D3107	Kit de monitorização com 3 transdutores descartáveis c/ disp. de flush de 3cc e linhas de extensão de 60" e 12"
AP-D3108	Kit de monitorização com 3 transdutores descartáveis c/ disp. de flush de 3cc e 2 linhas de extensão de 48", uma de 60" e 3 de 12"
AP-D3109	Kit de monitorização com 3 transdutores descartáveis c/ disp. de flush de 3cc e 2 linhas de extensão de 60", uma de 48" e 3 de 12"
AP-R5002	Fixador do Suporte do Transdutor sensores Biosensors
AP-R5003	Suporte para transdutor de pressão Biosensors
AP-R5001	Cabo de interligação aos transdutores Biosensors
MX 960	Transdutor de Pressão Logical
MX 961Z14	Cabo do Transdutor de Pressão
MX 262	Suporte para Transdutor de Pressão
MX 9604	Kit de Pressão adulto
MX 4705	Bolsa de Pressurização (clear cuff)
MX 261	Fixador do Suporte do Transdutor para coluna
MX 9504 MX 9504T	Kit de Pressão adulto com Transdutor de Pressão descartável

MX 95014	Cabo para Transdutor de Pressão descartável
MX 848	Cúpula para Transdutor de Pressão

Acessórios do módulo DXCOM

Número do item	Descrição
F7-0003K	Cabo de comunicação DX-COM – (DX 3010 / DX3012 / Vigilance / LiDCO)*

Acessórios do módulo TNM

Número do item	Descrição
AN-00001	Cabo paciente NMT
NV-8943	Envoltório tipo espuma não adesivo pequeno
AE-00004	Eletrodo descartável para uso prolongado infantil / Neonato (MEDITRACE MINI 2258-3)
AE-00002	Eletrodo descartável para uso prolongado repouso (MEDI-TRACE 200 2239)

Acessórios do Rack

Número do item	Descrição
989803197811	Cabo PoweredUSB™ 1 m
989803197801	Cabo PoweredUSB™ 1.8 metros
989803198311	Suporte superior para montagem de acessórios
989803198321	Suporte inferior para montagem de acessórios

Acessórios diversos

Número do item	Descrição
989803147821	Leitor de código de barras 2D (inclui braço de instalação para uso com suporte com rodízio)
989803176611	Leitor de código de barras HS-1 2D (inclui braço de instalação para uso com suporte com rodízio)
989803148841	Kit de gerenciamento do cabo
989803195551	Kit do gancho do cabo
989803189981	Bateria de íon de lítio, bateria de 3 células
989803194541	Bateria de íon de lítio, bateria de 9 células
989803176601	Suporte com rodízio
989803195541	Kit de montagem do suporte com rodízio
989803136891	Papel do gravador (5 rolos)
989803159601	Adaptador da interface serial
989803195571	Instalação para parede, 10 polegadas
863331*	Rack Efficia para módulos Dixtal

* Consulte manual do rack para modelos de módulo suportados.

Transpac e Safeset são marcas registradas da ICU Medical, Inc.

Masimo, rainbow e SET são marcas registradas da Masimo Corporation

CO-Set é uma marca comercial da Baxter International Inc., ou das suas subsidiárias

I Os produtos da Masimo podem não estar disponíveis em todos os países. Verifique com a sua organização de vendas local

II Caso tenha adquirido a opção do gravador

III Caso tenha o modo noite ativado

IV O rádio wireless pode não estar disponível em todos os países. Verifique com a sua organização de vendas local

V O ST Map está disponível como uma opção do CM120 e CM150

VI Os monitores da Série Efficia CM estão em conformidade com a AAMI EC-13/IEC 60601-2-27 somente no modo de monitoramento normal

VII A precisão do sensor foi obtida por meio da realização de estudos de hipoxia controlada em voluntários adultos saudáveis e não fumantes (de acordo com a EN ISO 9919). As leituras da SpO_2 têm sido comparadas com as medições do CO-oxímetro nas amostras de sangue arterial. Para representar a população geral, dados de pelo menos 10 indivíduos (homens e mulheres) com uma ampla variedade de cor de pele foram coletados para validar a precisão da SpO_2 .

VII As informações sobre os intervalos do comprimento de onda podem ser úteis para os clínicos que realizam a terapia fotodinâmica

IX FilterLines longas adulto/pediátrico e Smart CapnoLines longas têm um tempo de resposta máximo do CO_2 de 6,9 segundos (típico)

X Outras unidades de medida (como kPa e cmH_2O) também são aceitas

XI Somente Efficia CM120 e CM150

XII Cuidado: Não conecte os cabos de extensão nos sensores da SpO_2 com um número de item terminado em L (por exemplo, M1191BL)

XIII O conector de segurança dos cuffs e mangueiras de ar podem não estar disponíveis em todos os países. Verifique com a sua organização de vendas local

XIV Para todo paciente que necessitar e puder tolerar um Bite Block de 60 Fr, conforme recomendado pelo médico responsável

Anotações

Conecte-se com a Philips: www.philips.com.br/healthcare
twitter.com/philipshealth
www.facebook.com/philipsbrasil
#SolucoesEmSaudePhilips
0800 701 7789 Customer Care Solution Center

